

Getinge HS33

Vorteile

GETINGE
GETINGE GROUP



Getinge Farb-Touchscreen

Der Getinge HS33 ist mit der neuesten Touchscreen-Technologie ausgestattet. Sein 8,5 Zoll Touchscreen bietet eine optimale, benutzerfreundliche Steuerung. Auch stellt der Touchscreen eine benutzerfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche dar.

Einzigartige, kostensparende Konstruktion

- Die Heizelemente haben eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer, da sie nie mit Wasser in Kontakt kommen.
- Die gesamte Leistungsaufnahme beträgt weniger als 6 kW, von denen nur 3,6 kW auf den Dampfgenerator entfallen. Der Getinge HS33 kann in den meisten Fällen direkt an die Stromversorgung angeschlossen werden.
- Die einzigartige Konstruktion ermöglicht extrem kurze Prozesszeiten.
- Nur sehr wenige Bauteile, daher minimalster Service- und Wartungsbedarf.
- Der Dampfgenerator steht im Bereitschaftsbetrieb nicht unter Druck.

Eco-System

Der Sterilisator hat ein spezielles Sparsystem zur Reduzierung des Wasserverbrauchs. Der gesamte Wasserverbrauch beträgt bei einem Standardprogramm nur etwa 60 Liter.



Optionales einzigartiges wassersparendes Modul

Der Sterilisator mit einem einzigartigen wassersparenden Modul ausgestattet werden, wodurch 80 bis 95 % des Wasserverbrauchs eingespart werden können. Der geschätzte Verbrauch pro Prozess wird zwischen 3 und 12 Litern betragen, je nach Beladung des Sterilisators. Somit tragen Sie nicht nur etwas zum Umweltschutz bei, sondern senken auch Ihre laufenden Kosten.

VWW – Vacuum Without Water

Prozessdokumentation

Der Getinge HS33 ist mit einem integrierten Drucker mit unabhängigen Druck- und Temperatursensoren ausgestattet. Der Sterilisator kann auch mit einer USB-Speicherlösung ausgestattet werden.