



Getinge Log LAN



Getinge Log USB

Log LAN oder Log USB, Sie haben die Wahl

Bei der maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten kommt der vollständigen, manipulationssicheren und jederzeit überprüfbaren Prozessdokumentation besondere Bedeutung zu. Mit dem Getinge Log-System lassen sich die Prozessdaten elektronisch, schnell und komfortabel auf einen PC übertragen und manipulationssicher archivieren.

- In der **Getinge Log LAN**-Variante werden die Prozessdaten über das Praxisnetzwerk auf einen PC übertragen und dort in einer Datenbank verschlüsselt abgelegt. Die Daten können zusätzlich als gesichertes PDF gespeichert werden. Artikelnummer 6011000327
- Wenn kein Netzwerkanschluss vorhanden ist, können die Daten am Gerät mit **Getinge Log USB** auf den USB-Stick gespeichert und auf den PC übertragen werden. Die Übertragung kann nach jedem Maschinenlauf oder auch am Ende eines Arbeitstages erfolgen. Artikelnummer 6011000326

In beiden Fällen übernimmt die Software nach dem Einlesen der Daten die verschlüsselte Speicherung. Wenn erwünscht, wird ein manipulationssicheres PDF-Protokoll erstellt, das zur Überprüfung oder zum Nachweis an Dritte weitergegeben werden kann.

Die Vorteile der Getinge Log Pakete

- Einfach nachzurüstende Systeme zum Auslesen der Getinge Thermo-desinfektoren Claro und Tablo sowie den Sterilisatoren der K-Serie, Quadro und HS33.
- Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit – im System sind alle benötigten Hard- und Softwarekomponenten enthalten.
- Leicht zu erlernende und intuitive Bedienung.
- Archivierung der Logdaten auf einem PC mit zusätzlichen Funktionen zum Ausdruck von Protokoll Daten und Chargenkontrollblättern.
- Manipulationssichere Datenbankverschlüsselung der Protokolle.
- Erstellung von geschützten PDF-Dateien zur Weitergabe oder zur externen Überprüfung.

